


# ВСТРАИВАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ NSK



**NSK**  
POWERFUL PARTNERS

## Широкий модельный ряд

NSK предлагает широкий выбор встраиваемых микромоторов и ультразвуковых скалеров для вашей стоматологической установки. Комбинируя их с различными угловыми наконечниками и насадками для ультразвуковых скалеров от NSK, вы сможете проводить все виды стоматологических процедур по самым высоким стандартам.

Ti-Max M40 LED

Ti-Max NLS

NLX plus

NLX nano

Varios 2

Varios 2 Lux



	M40 LED	NLS	NLX plus	NLX nano
Длина (мм)	67	71	51	45
Вес (г)	98	82	72	64
Скорость (об/мин)	60 -40 000	100 -40 000	100 -40 000	1000 -40 000

Более подробную информацию по каждому изделию вы можете найти в соответствующих брошюрах.

## Простота

Простой монтаж и надежность инструментов NSK. Повышение функциональности и класса стоматологической установки.

### Микромоторы:

Так как NSK является производителем микромоторов, плат управления и шлангов, все компоненты превосходно работают вместе. NSK предлагает вам лучшее решение для проведения всего спектра клинических процедур.



### Ультразвуковые скалеры:

Простой монтаж. Все что необходимо для установки ультразвукового скалера Varios 170 с оптикой или без оптики – это место для очень компактной платы управления и источник питания. Подключите плату к потенциометру и трехрежимному переключателю, и установка закончена. Самая простая установка и непревзойденный результат.



## Производительность

NSK представляет встраиваемое оборудование, разработанное с использованием последних достижений технического прогресса.

### Микромоторы:

- Мощность
- Подсветка LED
- Минимальный вес и размер
- Бесшумная работа
- Отсутствие вибрации
- Низкое потребление электричества
- Функция «Эндо»



### Ультразвуковые скалеры:

- Высокая мощность
- Двойная подсветка LED
- Минимальные размеры платы управления
- Улучшенные тактильные характеристики
- Эргономичный дизайн наконечника



# ВСТРАИВАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ NSK

Программа интеграции оборудования NSK в стоматологические установки

## Эволюция, трансформация, усовершенствование и простая установка

Усовершенствуйте вашу стоматологическую установку самыми передовыми технологиями. Ощутите преимущество самых прогрессивных систем управления и высокопроизводительных инструментов из всех существующих на данный момент.

Вы легко можете оснастить вашу новую или рабочую стоматологическую установку всеми встраиваемыми инструментами NSK.

Встраиваемое оборудование NSK разработано для того, чтобы предоставить вам все необходимое для максимально уверенного лечения пациентов.

- Электрические микромоторы с оптикой LED
- Микропроцессорные и сервоуправляемые системы
- Ультразвуковые скалеры с оптикой LED
- Аксессуары
- Эргономичный дизайн инструментов



**NAKANISHI INC.**

[www.nsk-inc.com](http://www.nsk-inc.com)  
700 Shimohinata  
Kanuma-shi  
Tochigi 322-8666,  
Japan  
TEL: +81 (0)289-64-3380  
FAX: +81 (0)289-62-5636

**NSK Rus & CIS**

[www.nsk-russia.ru](http://www.nsk-russia.ru)  
115114,  
Россия, Москва  
Дербеневская наб.,  
7, стр.16, 3 этаж  
ТЕЛ: +7 (495) 967-96-07  
ФАКС: +7 (495) 967-96-08

**NSK**  
POWERFUL PARTNERS